

## PRIMO ETCH 37% phosphoric acid etchant gel





## Description du produit :

### — 37 % FAVORISE UNE ADHÉSION SOLIDE

Le gel de mordantage PRIMO ETCH à 37 % d'acide phosphorique est un gel épaissi par des polymères destiné au mordantage de l'émail et de la dentine.

Indications : Mordantage de l'émail et de la dentine

### — BONNE VISIBILITÉ

Gel bleu très lumineux, permettant d'identifier et de distinguer clairement l'agent de gravure de la dent.

### — PLACEMENT PRÉCIS

Grâce à sa viscosité idéale et à l'utilisation d'embouts de 25 g garantissant un placement précis et un contrôle optimal, Primo Etch pénètre dans les fissures les plus fines et ne coule pas sur les surfaces verticales.

### — ÉLIMINATION TOTALE

Primo Etch se rince facilement et ne laisse aucun résidu.

### — Conditionnement

5 ml, 12 ml, 20 ml, 50 ml

Avantages :

1. L'épaississant polymère confère des propriétés thixotropiques au produit, améliorant ainsi sa maniabilité.
2. Il se rince facilement et rapidement, sans laisser de résidus.
3. Élimine efficacement la couche de salissures et garantit une bonne adhérence.