

## Gel de lubrification pour traitement canalaire ENSURE EDTA





## EDTA FOR ROOT CANAL CLEANING AND PREPARATION

ENSURE EDTA uses its own formula to effectively lubricate the root canal and chelate rot, and improve the efficiency of manual or machine root canal files

Indications  
Lubricating for root canal treatment.

CHELATING  
AGENT



LUBRICATION  
Special lubricant and  
easy to clean

## Description du produit :

ENSURE EDTA

Gel lubrifiant pour traitement canalaire

Indications : Lubrification lors du traitement canalaire.

### — CHÉLATION EFFICACE

Le gel alcalin HP forme un composé soluble avec les ions calcium présents dans la dentine afin de

dissoudre le calcium

### — EXCELLENTE PROPRIÉTÉS LUBRIFIANTES

Ce produit se présente sous forme de gel et possède un excellent pouvoir lubrifiant. Il facilite l'introduction des instruments utilisés lors du traitement canalaire

et réduit considérablement le taux de rupture de ces derniers.

### — Conditionnement :

5 ml/seringue

Avantages :

1. Chélation efficace permettant d'éliminer les substances inorganiques du canal radiculaire.
2. Excellentes propriétés lubrifiantes.
3. Facile à rincer.