

# BRILLIANCE CC





### Description du produit :

**BRILLIANCE CC** ● Adhésif photopolymérisable à couleur variable pour bagues métalliques  
Description générale BRILLIANCE CC est un système de collage orthodontique photopolymérisable à couleur variable destiné aux bagues métalliques. Il se compose d'une pâte adhésive photopolymérisable et d'un apprêt adhésif photopolymérisable. Indications : collage de bagues orthodontiques métalliques et céramiques sur l'émail dentaire

— Contenu du coffret

Recharge :

BRILLIANCE Pâte adhésive photopolymérisable à couleur variable, seringue de 4 g.

BRILLIANCE Apprêt adhésif photopolymérisable à couleur variable, flacon de 6 ml

Kit de démarrage

Pâte adhésive photopolymérisable à couleur changeante BRILLIANCE, seringue de 4 g\*1

Apprêt adhésif photopolymérisable à couleur changeante BRILLIANCE, flacon de 3 ml\*1

Gel de mordantage Primo Etch à l'acide phosphorique à 37 %, 5 ml\*1

Avantages :

1. La résistance d'adhésion suffisante permet au praticien de s'adapter à la durée du traitement et évite que les bagues ne se détachent des dents.
2. La bonne viscosité offre une excellente maniabilité.
3. La photopolymérisation permet de disposer d'un temps de travail prolongé pour la pose et l'ajustement des bagues.
4. Une résistance d'adhésion immédiate est obtenue après la photopolymérisation. L'arc peut être fixé immédiatement après la photopolymérisation.