

# BRILLIANCE



## Description du produit :

Brilliance Paste : adhésif photopolymérisable pour bagues orthodontiques

Indications : Brilliance est un système de collage orthodontique photopolymérisable destiné aux bagues métalliques et en céramique. Il contient du fluor qui permet de prévenir les caries pendant les traitements de longue durée.

Avantages :

1. La libération de fluor permet de prévenir efficacement les caries pendant toute la durée du traitement.
2. Une résistance d'adhérence suffisante offre au praticien une grande souplesse quant à la durée du traitement et évite que les bagues ne se détachent des dents.
3. Une bonne viscosité garantit une excellente maniabilité.
4. La photopolymérisation offre un temps de travail prolongé pour la pose et l'ajustement des bagues.
5. Une résistance d'adhérence immédiate est obtenue après la photopolymérisation. L'arc peut être fixé immédiatement après la photopolymérisation.

— Conditionnements

Recharge :

Pâte adhésive photopolymérisable Brilliance, seringue de 4 g.

Apprêt adhésif photopolymérisable Brilliance, flacon de 6 ml

Kit de démarrage

Pâte adhésive photopolymérisable Brilliance, seringue de 4 g\*1

Apprêt adhésif photopolymérisable Brilliance, flacon de 6 ml\*1

Gel de mordantage Primo Etch à l'acide phosphorique à 37 %, 5 ml\*1

Kit standard

Pâte adhésive photopolymérisable Brilliance, seringue de 4 g \* 3

Apprêt email photopolymérisable Brilliance, flacon de 6 ml \* 1

Gel de mordantage Primo Etch à l'acide phosphorique à 37 %, 5 ml \* 1